

INSTRUCCIONES PARA LA PARA LA RECOLECCIÓN DE HECES (Patient Instructions for Stool Collection)

Su médico ha ordenado exámenes que requieren la recolección de una muestra de heces.

Si su proveedor ha especificado que se obtenga más de una muestra, no colecciona más de una muestra en un periodo de 24 horas.

Las muestras de heces contaminadas con bario, jabón, desinfectantes u orina no serán aceptadas.

Se recomienda encarecidamente que usted recoja un paquete de recolección de heces de su proveedor antes de recolectar la muestra. Puede obtener un paquete de recolección de heces de/en

- La oficina de su proveedor
- Laboratorio Grand Island – St Francis, 2620 W Faidley Ave, Grand Island, NE (308) 398-3241
- Laboratorio Kearney - Good Samaritan Lab, 10 E 31st, Kearney, NE (308) 865-7975
- Laboratorio Lincoln – St Elizabeth 555 South 70th St, Lincoln, NE (402) 219-8000
- Laboratorio Omaha – CHI Health Lakeside, 16909 Lakeside Hills Ct, Suite 108, Omaha, NE (402) 758-5160

Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento de recolección, puede llamar a nuestro departamento de Servicio al Cliente al 402-717-5227 o llame a su proveedor.

Los viales/frascos para recolección de heces pueden contener líquido que es requerido para evaluación (No vierta el líquido). El líquido dentro de los viales/frascos es venenoso. No los beba. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si ocurre una ingestión accidental, llame al Centro de Toxicología (Poison Control Center), tenga cerca la etiqueta e información del paquete.

Por favor siga todas las instrucciones de colección cuidadosamente.

1. Recolecte la muestra de heces en un recipiente de boca ancha, o puede colocar una bolsa de plástico/envoltura sobre la apertura del asiento de inodoro. Esto previene que la muestra de heces caiga dentro del inodoro. No mezcle orina o agua del inodoro con la muestra de heces.
2. Cada vial/frasco contiene una cuchara adjunta a la tapa del frasco. Usando la cuchara, coloque 1-3 cucharaditas de heces de las áreas que parecen sanguinolentas, viscosas o acuosas dentro del vial/frasco hasta que el contenido se eleve a la línea roja o negra de RELLENO. Si las heces están formadas (duras), por favor tome muestras pequeñas de cada extremo y del medio.
3. Mezcle el contenido del tubo con la cuchara, después enrosque la tapa para cerrarla firmemente y agite el contenido rigurosamente hasta que esté bien mezclado.
4. Escriba su nombre, fecha de nacimiento, y la hora y fecha de recolección en cada vial/frasco.
5. Coloque los viales/frascos en una bolsa de plástico ziploc de riesgo biológico y entréguelos a su proveedor dentro de 24 horas. Por favor haga arreglos con su proveedor para entrega fuera de horas hábiles.
6. Si la muestra necesita ser recolectada de un(a) niño(a) en pañales, remueva el pañal lo más pronto posible después del movimiento intestinal. Si las heces son líquidas, puede colocar una envoltura de plástico en el pañal o volteé el pañal con el interior hacia afuera para que las heces no sean absorbidas en el pañal.

Los siguientes EXAMENES DE HECES han sido ordenados por su proveedor:

Por favor siga las instrucciones de recolección y coloque la muestra de heces en el los recipientes apropiados

- **CULTIVO DE HECES** Enteric Plus Transport Vial
- **GIARDIA/CRYPTO SCREEN** (Tapadera Verde o Anaranjada)
- **Panel GI por PCR** (requiere ambos recipientes Entérico y limpio)



-
- **OVA Y PARÁSITO** Vial total-Fix (Tapadera Negra)



-
- **C. DIFFICILE** vial/frasco LIMPIO Vacío (no fijador)
 - **PANEL GI POR PCR** (requiere ambos recipientes entérico y limpio)
 - **ANTIGENO H. PYLORI**
 - **ROTAVIRUS**
 - **GRASA FECAL, CUALITATIVA**
 - **CALPROTECTINA**
 - **SANGRE OCULTA**
 - **LEUCOCITOS FECALES**

